

<b>Title:</b>	<b>Wasserbad Befeuchtung</b>	<b>ID:</b>	
			0251
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>
2005-06-02	2005-06-02	-	CMa

**Q:**

Befindet die Befeuchtung durch ein Wasserbad statt und kann dieses Wasserbad leicht gereinigt werden (Steriltechnik)

**A:**

Ja, wir verwenden bei den Standardgeräten ein Wasserbad. Die Erreichbarkeit des Bades ist gewährleistet. Wir offerieren darüber hinaus noch eine EasyClean Option die es erlaubt das Handling einfach aus dem Nutzraum zu ziehen

<http://www.liconic.com/Products/AutomatedIncubators/Options/options.htm>