

Title:	Karussell max. Kraft			ID:
				0154
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2004-02-28	2004-02-28	-	CMa	

## Q:

Ein Kunde fragt uns aus Sicherheitsgründen, welche Kraft beim Drehen des Tecan-Hotels (Standard, nicht High-Speed) wirkt. Damit meine ich die Kraft, die es benötigt um ein drehendes Hotel anzuhalten. Ich weiss, dass man das Hotel beim Drehen gefahrlos festhalten kann, da der Riemen durchrutscht, aber er muss halt eine Kraftangabe haben, damit die Laborsicherheit den offenen Betrieb genehmigt.

## A:

Ca. 10Nm d. h. ca. 25..30N am äusseren Rand des Karussells.  
Gemessen mit allen Kassetten geladen wobei Kassetten leer sind.