

<b>Title:</b>	<b>STX1000 Entlüftung</b>	<b>ID:</b>	
		0218	
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>
2004-07-15	2004-07-15	STX1000	CMa

**Q:**

Unser Kunde möchte einen DMSO Abzug haben in der Decke des StoreX. Ideal wäre eine Öffnung mit einem Flansch mit einer Anschraubmöglichkeit. Es stellt sich dann aber auch gleich die Frage, wie der Luftnachschub gewährleistet werden kann, wenn oben aktiv abgesogen wird. Vielleicht hast du schon eine solche Lösung realisiert?

**A:**

Der Nutzraum ist annähernd luftdicht. Es müsste schon eine Zuluftöffnung geschaffen werden.