

<b>Title:</b>	<b>Manuelle Karussell Positionierung</b>	<b>ID:</b>	
		<i>0288</i>	
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>
<i>2007-08-29</i>	<i>2007-08-29</i>	<i>STX110</i>	<i>CMa</i>

**Q:**

Wir haben hier den STX110 stehen. Darf dort das Karussell manuell gedreht werden (z.B. um mehrere Stacks zu wechseln), oder kann dann Schaden an der Mechanik entstehen

**A:**

Das Karussell wird beim Öffnen der Türe stromlos geschaltet und darf dann verdreht werden.